

## Leitfaden Hydroven Manschetten

### Lymph Assist (Hydroven 12) Arm

12 Kammer Armmanschetten



Best. Nr.	Typ	Länge (L)	Umfang Oberarm (H)
59243	Ganzarm	68cm	62cm
59205	Ganzarm	78cm	62cm

### Lymph Assist (Hydroven 12) Arm Insert

12 Kammer Arm Einsätze



Best. Nr.	Typ	Länge (L)	Umfang Oben
59209	Erweiterungseinsatz GA	68cm	17cm
59210	Erweiterungseinsatz GA	78cm	17cm

### Lymph Assist (Hydroven 12) Leg

12 Kammer Beinmanschetten



Best. Nr.	Typ	Länge (L)	Wadenumfang	Umfang Oberschenkel
59236	Bein Standard	76cm	57cm	71cm
59237	Bein Standard	84cm	60cm	71cm
59203	Bein groß	76cm	56cm	79cm
59240	Bein groß	84cm	64cm	79cm

### Lymph Assist (Hydroven 12) Leg Insert

12 Kammer Bein Erweiterungseinsätze



Best. Nr.	Typ	Länge (L)	Erweiterung Unten
59238	Erweiterungseinsatz Bein	76cm	19cm
59239	Erweiterungseinsatz Bein	84cm	19cm

#### Vertrieb und Service in Deutschland

Huntleigh Halthcare GmbH  
Ringstraße 54  
47533 Kleve

T: 02821-979 2821  
F: 02821-979 2822  
E: huntleigh.sales@arjo.com  
W: www.huntleigh.de

As a proud member of the Arjo family, we have been committed to supporting healthcare professionals in improving outcomes and enhancing patient wellbeing since 1979. We do this through our proven solutions for Vascular Assessment & Treatment and Fetal & Patient Monitoring. With innovation and customer satisfaction as our guiding principles, we strive for clinical excellence and improved performance, for life.

Manufactured and distributed by **Huntleigh Healthcare Ltd.**  
35 Portmanmoor Road, Cardiff, CF24 5HN, United Kingdom  
T: +44 (0)29 20485885 sales@huntleigh-diagnostics.co.uk  
www.huntleigh-diagnostics.com

Registered No: 942245 England & Wales. Registered Office:  
ArjoHuntleigh House, Houghton Hall Business Park, Houghton Regis, Bedfordshire, LU5 5XF  
©Huntleigh Healthcare Limited 2019

**A Member of the Arjo Family**  
As our policy is one of continuous improvement, we reserve the right to modify designs without prior notice.

AW: 100043-4

**HUNTLEIGH**



hydroven®

**Leitfaden Hydroven  
Manschetten**


## Leitfaden Hydroven Manschetten

Dieser Leitfaden soll die Auswahl der richtigen Manschetten für den Patienten erleichtern.

Der Behandlungstyp bestimmt die verwendete Kompressionsart. Hydroven 1 für eine gleichförmige Kompression, Hydroven 3 für einen gradierten Druck oder Hydroven 12 - ein 12 Kammersystem für den spezialisierten Einsatz.

Die Bestimmung der Manschettengrößen:

- Legen Sie Bandagen, Stützstrümpfe etc. ab.
- Messen Sie die Punkte wie in der Zeichnung unten angegeben.
- Spannen Sie das Messband nicht.
- Stellen Sie sicher, dass die Manschetten die gemessenen Werte überschreiten.



\* Messungen sollten an der breitesten Stelle an Wade und Oberschenkel vorgenommen werden

## Leitfaden Hydroven Manschetten

### Hydroven 1 1 Kammer Beinmanschetten



Best. Nr.	Typ	Länge (L)	Umfang Wade	Umfang Oberschenkel (W)
59227	Halb Bein	50cm	50cm	61cm
59228	Ganz Bein	66cm	54.5cm	64cm
59229	Ganz Bein	71cm	55cm	66cm
59230	Ganz Bein	76cm	56cm	72cm
59231	Ganz Bein	84cm	57.5cm	72cm
59232	Ganz Bein	92cm	57.5cm	72cm

### Hydroven 3 3 Kammer Beinmanschetten



Best. Nr.	Typ	Länge (L)	Umfang Wade	Umfang Oberschenkel (W)
59211	Halb Bein	50cm	50cm	61cm
59212	Ganz Bein	66cm	54.5cm	64cm
59213	Ganz Bein	71cm	55cm	66cm
59214	Ganz Bein	76cm	56cm	72cm
59215	Ganz Bein	84cm	57.5cm	72cm
59216	Ganz Bein	92cm	57.5cm	72cm

## Leitfaden Hydroven Manschetten

### Hydroven 1 1 Kammer Armmanschetten



Best. Nr.	Typ	Länge (L)	Umfang Hand (H)	Umfang Oberarm (S)
59233	Halbarm	51cm	44cm	56cm
59234	Ganzarm	68cm	44cm	62cm
59234	Ganzarm	78cm	44cm	62cm

### Hydroven 3 3 Kammer Armmanschetten



Best. Nr.	Typ	Länge (L)	Umfang Hand (H)	Umfang Oberarm (S)
59217	Ganzarm	68cm	44cm	62cm
59218	Ganzarm	78cm	44cm	62cm

### Hydroven Inserts

Erweiterungseinsätze für 1 & 3 Kammer Manschetten



Best. Nr.	Typ	Länge (L)	Erweiterung Oben	Erweiterung Unten
59219	Erweiterungseinsatz HB	50cm	19cm	14cm
59220	Erweiterungseinsatz GB	66cm	19cm	14cm
59221	Erweiterungseinsatz GB	71cm	19cm	14cm
59222	Erweiterungseinsatz GB	76cm	19cm	14cm
59223	Erweiterungseinsatz GB	84cm	19cm	14cm
59224	Erweiterungseinsatz GB	92cm	19cm	14cm
Arm Einsätze				
59225	Erweiterungseinsatz GA	68cm	17cm	12cm
59226	Erweiterungseinsatz GA	78cm	17cm	12cm

\*Irrtum und Änderung vorbehalten.